

Waist Massager
W9Pro

Please start and experience it now

Front of belt

Wear this side outwards

Back of belt

Wear this side inwards and adjust based on your waist

Message belt

On/Off button, press and hold for 1.5S to turn on/off

Type-C charging port

Infrared irradiation lamp

Indicator lights (battery level indicator lights)

When fully charged, all 4 lights are on, and the number of white indicator lights represents the remaining power.
Only one indicator light remaining on in red means low battery, and it is recommended to charge it in time.
(The wireframe is for illustration purposes only and may differ in appearance from the actual product.)

Operating Instructions

Step 1: After receiving the product, download the SKG Health APP (refer to the smart control procedures on APP). If you have purchased the remote control, you can also use the key to control the belt (please refer to the package insert of the remote control for how to use);
Step 2: Press and hold the On/Off button for 1.5 seconds to turn it on. After the electrode pads are warm, wear the massage belt around the waist, and then tighten the belt, so that the massage head electrode pads can be attached tightly on the skin;
Step 3: Open the mobile APP or use the remote control to control the intensity, mode and hot compress intensity level;
Step 4: After massage, the product automatically turns off. Remove the belt and store in a clean and safe place.

Product basic parameters

Product name	Waist Massager		
Model	SZ133YA	Rated charging voltage	5V =
Battery capacity	2450mAh/9.07Wh	Rated input power	10W

Prosimsy uruchomić i sprawdzić już teraz

Przód pasa

Założyć tą stroną na zewnątrz

Tył pasa

Założyć tą stroną do wewnątrz i dopasować do talii

Pas do masażu

Główka do masażu (podkładki elektrod)

Przycisk Wł./Wył. – naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 s, aby włączyć/wyłączyć urządzenie

Promiennik podczerwieni

Kontrolki (kontrolki poziomu naładowania akumulatora)

Po pełnym naładowaniu wszystkie 4 kontrolki świecą się, a liczba białych kontrolek reprezentuje pozostałą moc.
Jeżeli tylko jedna kontrolka świeci się na czerwono, poziom naładowania akumulatora jest niski i zaleca się jego naładowanie.
(Schemat zilustrował wyłącznie do celów ilustracyjnych i może różnić się wyglądem od rzeczywistego produktu.)

Złącze do ładowania typu C

Instrukcja obsługi

Krok pierwszy: Po otrzymaniu produktu pobierz aplikację SKG Health (patrz procedury inteligentnego sterowania w aplikacji). W przypadku zakupu pilota zdalnego sterowania można go również użyć do sterowania pasem (sposób użycia można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania pilota zdalnego sterowania);
Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. przez 1,5 s, aby włączyć urządzenie. Po rozgrzaniu się elektrod załóż pas do masyżu wokół talii, a następnie zacznij pasek, tak aby elektrody głowicy do masyżu ściśle przylegały do skóry;
Krok 3: Otwórz aplikację na urządzeniu mobilnym lub użyj pilota do sterowania intensywnością masyżu, trybem i intensywnością kompresji rozgrzewającego;
Krok 4: Po masyżu produkt wyłączy się automatycznie. Zdejmij pas i przechowuj go w czystym i bezpiecznym miejscu.

Podstawowe parametry produktu

Nazwa produktu	Masażer do talii		
Model	SZ133YA	Znamiomowe napięcie ładowania	5V =
Pojemność akumulatora	2450mAh/9.07Wh	Rated input power	10W

Bitte starten und erleben Sie es jetzt

Vorderseite des Gurts

Tragen Sie diese Seite nach außen

Rückseite des Gurts

Tragen Sie diese Seite nach innen und passen Sie sie an Ihre Taille an

Massageband

Massagekopf (Elektrodenpolster)

Ein/Aus-Taste, zum Ein- und Ausschalten 1,5 Sekunden lang gedrückt halten

Infrarot-Bestrahlungs-lampe

Anzeigeleuchten (Akkuzustandsanzeigenleuchten)

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle 4 Lichter, und die Anzahl der weißen Lichter zeigt die verbleibende Leistung an.
Wenn nur eine Anzeigeleuchte rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku schwach ist, und es wird empfohlen, ihn rechtzeitig aufzuladen.
(Die Drahtgitter dient lediglich zur Veranschaulichung und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.)

Typ-C-Ladeanschluss

Betriebsanleitung

Erster Schritt: Laden Sie nach Erhalt des Produkts die SKG Health APP herunter (siehe Smart-Control-Verfahren auf der APP). Wenn Sie eine Fernbedienung erworben haben, können Sie diese auch zur Steuerung des Gurts verwenden (siehe Packungsbeilage der Fernbedienung).
Schritt 2: Halten Sie die Ein/Aus-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nachdem die Elektrodenpads warm sind, legen Sie den Massagegurt um die Taille und ziehen Sie den Gurt fest, so dass die Elektrodenpads des Massagekopfes fest auf der Haut aufliegen;
Schritt 3: Öffnen Sie die mobile APP oder verwenden Sie die Fernbedienung, um die Intensität, den Modus und die Intensität der heißen Kompressur zu steuern;
Schritt 4: Nach der Massage schaltet sich das Gerät automatisch ab. Nehmen Sie den Gurt ab und bewahren Sie ihn an einem sauberen und sicheren Ort auf.

Grundlegende Produkt-Parameter

Produktname	Tailen-Massagegerät		
Modell	SZ133YA	Nennladespannung	5V =
Akkuleistung	2450mAh/9.07Wh	Eingangsnennleistung	10W

Veillez commencer à l'essayer maintenant

Devant de la ceinture

Portez ce côté vers l'extérieur

Dos de la ceinture

Portez ce côté vers l'intérieur et ajustez-le en fonction de votre taille

Ceinture de massage

Tête de massage (électrodes)

Bouton Marche/Arrêt, appuyez et maintenez pendant 1,5 s pour allumer/éteindre l'appareil

Lampe à rayonnement infrarouge

Voyants lumineux (voyants du niveau de la batterie)

Une fois complètement chargés, les 4 voyants sont allumés et le nombre de voyants blancs représente la puissance restante ;
Un seul voyant restant allumé en rouge signifie une batterie faible, et il est recommandé de la charger ;
(L'illustration est présentée uniquement à des fins d'illustration et peut différer en apparence du produit réel.)

Prise de chargement de type C.

Mode d'emploi

Étape 1 : Après avoir reçu le produit, téléchargez l'application SKG Health (reportez-vous aux procédures de contrôle intelligent sur l'application). Si vous avez acheté la télécommande, vous pouvez également l'utiliser pour contrôler la ceinture (veuillez vous référer à la notice de la télécommande pour découvrir comment l'utiliser) ;
Étape 2 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant 1,5 seconde pour allumer l'appareil. Une fois que les électrodes sont chaudes, placez la ceinture de massage autour de votre taille, puis serrez la ceinture, de sorte que les électrodes de la tête de massage puissent être fermement fixées sur la peau ;
Étape 3 : Ouvrez l'application ou utilisez la télécommande pour contrôler l'intensité, le mode de l'appareil et le niveau d'intensité de la compresse chaude ;
Étape 4 : Le produit s'éteint automatiquement après le massage. Retirez la ceinture et rangez-la dans un endroit propre et sûr.

Paramètres de base du produit

Nom du produit	Masseur pour la taille		
Modèle	SZ133YA	Tension nominale de charge	5V =
Capacité de la batterie	2450mAh/9.07Wh	Puissance nominale en entrée	10W

SGK Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009,
Gaoshun South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Website : [https://global.skg.com/](#)

Made in China

[illegible]