



TSE 150 / TSE 150 Plus



Sisukord

Eessõna	3
Vastavusdeklaratsioon	3
Kasutusiga	3
Kasutusest kõrvaldamine	3
Tunnusmärk	3
Korduskasutamine	3
Garantii	3
Toote osad	4
Näidustus	4
Tarne osad	4
Ohutusjuhised	5
Kasutamine	5
Kokkupanek	5
Kõrguse seaded	6
Valymas priežiūra	7
Tehnilised andmed	7

Preface

Täname, et valisite Drive DeVilbissi toote.

Te ei pea selle toote disainis, funktsionaalsuses ja kvaliteedis pettuma.

Palun lugege see kasutusjuhend enne esimest kasutamist põhjalikult läbi. See sisaldab olulist ohutusteavet ja väärtuslikke näpunäiteid õigeks kasutamiseks ning hooldamiseks. Kui teil on küsimusi või vajate lisateavet, võtke ühendust teie toote tarninud Drive DeVilbissi heakskiidetud edasimüüjaga.

See kasutusjuhend sisaldab kogu reguleerimiseks ja kasutamiseks vajalikku olulist teavet. Värskeimad kasutusjuhised on saadaval PDF-vormingus veebis või tellimisel klienditeenindusest.

Nägemispuudega inimeste jaoks on võimalik kuvada suurendatud formaate. Pimedaid patsiente peab juhendama nende saatja. Remonditööd ja teatud reguleerimised nõuavad spetsiaalset tehnilist väljaõpet ja seetõttu peab need tegema meditsiinitarvete edasimüüja.

Vastavusdeklaratsioon

Kirjeldataud toote puhul deklareerib DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG vastavust meditsiiniseadmete määrusele (EL) 2017/745.

Kasutusiga

Meie ettevõtte eeldab, et selle toote kasutusiga on viis aastat, kui toodet kasutatakse ettenähtud viisil ning järgitakse kõiki hooldus- ja teenindusnõudeid.

Seda kasutusiga on võimalik oluliselt pikendada, kui toodet käsitsetakse, remonditakse, hooldatakse ja kasutatakse hoolikalt ning teaduse ja tehnoloogia edasisele arengule tuginedes puuduvad tehnilised piirangud.

Kasutusiga võib aga äärmusliku ja ebaõige kasutamise tõttu ka oluliselt väheneda. Kasutusea määramine meie ettevõtte poolt ei anna täiendavat garantiid.

Kasutusest kõrvaldamine

Kui te toodet enam ei vaja, võtke ühendust oma edasimüüjaga või viige toode kohalikku jäätmekäitluskeskusesse.

Tunnusmärk



1 Artikli number | 2 Artikli nimi | 3 Tootja | 4 Seerianumber | 5 UDI-kood | 6 Max koormus | 7 Järgige kasutusjuhendit | 8 Meditsiinisead | 9 Tootmiskuupäev (aasta/kuu)

Korduskasutamine

Seda toodet saab korduskasutada.

Pange tähele, et kõik ohutuks käsitsemiseks vajalikud tehnilised dokumendid tuleb anda ka uuele kasutajale.

Heakskiidetud edasimüüja peab toote üle vaatama, seda puhastama ja taastama selle optimaalse seisukorra.

Järgige ettevalmistuste tegemisel alati tootja juhiseid; need on saadaval nõudmisel.

Tarvikud on saadaval aadressil www.drivedevilbiss.de või teie edasimüüjalt.





Garantii

Meie tarnitud toote garantii on 24 kuud alates ostukuupäevast. Defektsete osade asendamine tasuta, kui on võimalik tõendada, et tegemist on materjali- või tootmisdefektiga.

Tavaliselt ei kata me kuluosi tavapärase garantii aja jooksul, välja arvatud juhul, kui osad vajavad remonti või vahetamist, mis on vajalik tootmis- või materjalivea selge ja otsese tagajärjena.

Jätame endale õiguse teha eksimusi ja tehnilistel täiustustel ning konstruktsioonimuudatustel põhinevaid muudatusi.

Toote osad



TSE 150

- | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Käetoe kate | 5. Kere | 9. Rihvelmutrid |
| 2. Käetugi | 6. Süvistatud käepide (kaanes) | 10. Põiktalad |
| 3. Käetoe hoidik | 7. Kaas | 11. Reguleeritavad hoidikud |
| 4. Reguleeritava hoidiku lukustusmehhanism | 8. Klamber | 12. Hügieeniavad |

Näidustus

NÄIDUSTUS:

Tualettruumi kasutamine on takistatud reguleerimata istmekõrguse tõttu, mille vajaduse on tinginud piiratud istumis- ja püstitõusmisvõime, millega kaasneb kehatüve piiratud kontroll koos alajäsemete funktsionaalse häire, liigeste oluliselt või täielikult piiratud liikumise ja/või alajäsemete piiratud lihasjõu ja/või lülisamba nimmepiirkonna, puusa ja/või põlve kahjustuse ja/või närvisüsteemi/kesknärvisüsteemi kahjustuse ja/või lihaskahjustusega koos kehatüve piiratud või olematu stabiilsusega.

VASTUNÄIDUSTUSED:

Prill-laua tõstuk on mõeldud eranditult prill-laua tõstmiseks ja seepärast on see loodud kasutamiseks WC-potil. Mis tahes muu kasutamine peale märgitu ei ole lubatud. Prill-laua tõstuk on mõeldud ainult täiskasvanutele. Mitte kasutada laste prill-laua. Õige kasutamise korral vastunäidustused puuduvad.

Tarne osad

1 x A	Kehatüvi
1 x B	Tagumine põiktala
4 x C	Reguleeritav hoidik
1 x D	Eesmine põiktala
2 x E	Käetugi (ainult 5201000 jaoks)
2 x F	Rihvelmutrid
2 x G	Keermestatud vardad M8
2 x H	Tähtkrui (ainult TSE 150 Plusi jaoks)
2 x I	Ülemise kinnitusega tihvt (ainult TSE 150 Plusi jaoks)
1 x	Kasutusjuhend
1 x	Vinüülkindad

Ohutusjuhised

- Mitte kasutada, kui esineb defekte!
- Ettevaatust – libisemis-/kukkumisoht!
- Avatud asendis ei tohi kaant kasutada seljatoena!
- Kaas ei tohi suletuna (näiteks peale istudes) kanda koormust!
- Kontrollige regulaarselt ülestõstetud prill-laua kindlalt kinnitumist WC-poti külge. Vajaduse korral pingutage rihvelmutreid uuesti.
- Võtke arvesse kasutaja maksimaalset lubatud kaalu. Selle teabe leiab selle kasutusjuhendi tehnilistest andmetest ja tunnusmärgilt.
- Igast tootega seotud tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Kasutamine


Tõstetud prill-laud TSE 150 sobib peaaegu kõikide standardsete või müügil olevate WC-pottide jaoks.

Kokkupanek

Eemaldage WC-potilt prill-laud ja kate. Kokkupanek toimub ilma tööriistadeta.

TSE 150:

Eemaldage WC-potilt hing ja kate. Kokkupanek toimub ilma tööriistadeta. Selleks seadke ülestõstetud prill-laud WC-poti külge, reguleerige mõlemad keermevardad M 8 (**G**) pärast rihvelmutrite (**F**) eemaldamist sobivale laiusele ja sisestage läbi WC-poti avade. Olenevalt WC-poti pikkusest tuleb jälgida, et tagumise põiktala (**B**) klambrid oleksid reguleeritud vastavas suunas nii, et oleks tagatud mõlema põiktala tugi. Keerake mõlemad rihvelmutrid (**F**) lõdvalt tagasi keermeostatud varraste (**G**) külge, joondage üles tõstetud prill-laud ja seejärel pingutage mõlemad rihvelmutrid (**F**). Kontrollige kõigi kruvide pingutust ja vajaduse korral pingutage. Kokkupanekul tohib kasutada ainult kaasasolevaid kinnitusmaterjale.




TSE 150 PLUS:

Lükake ülemise kinnituse tihvt kokku (**I**), nagu fotol näidatud, ja sisestage see keraamilise poti kinnitusavadesse (joonis 2)



Asetage toe (**B**) tagumine osa keraamilisele kausile ja keerake tähtkruvid (**H**) ülalt sisse, kuid ärge neid veel pingutage. Joondage toe (**B**) tagumine osa keraamilise poti keskele ja pingutage tähtkruvid (**H**) (joonis 3+4).



Sisestage reguleeritavad hoidikud (**C**) soovitud kõrgusele (6,5 / 10 / 13,5 cm) toe (**B**) tagaküljele paremale ja vasakule (foto 4).

Sisestage reguleeritavad hoidikud (**C**) soovitud kõrgusele (6,5 / 10 / 13,5 cm) toe (**D**) tagaküljele paremale ja vasakule.

Jälgige, et paremal ja vasakul olevad eesmised toed (**D**) oleksid mõlemad samal kõrgusel. Eesmised toed (**D**) saab seada madalamale kui tagumine tugi (**B**).


Sisestage ülestõstetud prill-laua kereosa (**A**) reguleeritavatesse hoidikutesse (**C**). Seejuures peavad reguleeritavad hoidikud (**C**) haakuma korpuses (**A**) olevate lukustussäilkudega (**L**).

Reguleeritavaid hoidikuid (C**) saab ülestõstetud prill-lauda sisestada ainult ühes suunas.**

KATTE KOKKUPANEK:

Kate tarnitakse kokkupanduna, kuid vajaduse korral saab selle välja vahetada.

Selleks lükake kate lõpuni taha. Seejärel saab kate hoidikutest tahapoole suunatult välja võtta. Paigaldage uus kate vastavalt. Seejärel saab kate hoidikutest välja võtta. Kinnitage uus kate.





KÄETOE KOKKUPANEK:

Lükake käetoed külgsuunas selleks ettenähtud käetoe hoidikutesse.


Nüüd lükake käetoed (E) sisse, kuni need kinnituvad, ja seejärel keerake need vajaduse korral alla nii, et need toetuksid

Kõrguse seaded

Ülestõstetud prill-lauda saab reguleeritavate hoidikute abil reguleerida 6,5 cm, 10 cm või 13,5 cm kõrgusele (**joonis 7 + 8**).




Tarne ajal on see seatud 10 cm-le. (joonis 9).



Kui soovite seda muuta, toimige järgmiselt.

- Lükake kergelt käetoe hoidikute all paremal ja vasakul olevaid lukustussätkusid ning tõmmake tagumine põiktala koos reguleeritavate hoidikutega välja. Tõmmake samamoodi välja eesmine põiktala koos reguleeritavate hoidikutega.
- Reguleerige soovitud moel eesmist ja tagumist kõrgust (pilt 10).



- Selleks sisestage põiktalad reguleeritava hoidiku vastavasse avasse.
- Jälgige, et paremal ja vasakul olevad põiktalad oleksid mõlemad samal kõrgusel.
- Eesmise põiktala saab seada madalamale kui tagumine põiktala.
- Sisestage eesmised ja tagumised põiktalad koos hoidikutega tagasi ülestõstetud prill-lauale. Seejuures peavad tagumise põiktala hoidikud haakuma lukustussätkudega.

Reguleeritavaid hoidikuid saab ülestõstetud prill-lauda sisestada ainult ühes suunas.


Puhastamine | Hooldus

- Puhastage regulaarselt niiske lapiga!
- Ärge kasutage kangetoimelisi puhastusvahendeid!
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid!
- Ärge kasutage suurtes kogustes kloori- ja äädikapõhiseid puhastusvahendeid!
- Desinfitseerimiseks võib kasutada sellist pihustatavat desinfektsioonivahendit nagu Descosept AF või Bacillol AF.
- Kontrollige regulaarselt kruvisid ja vajaduse korral pingutage.
- Toodet ei tohi pikka aega hoida temperatuuril üle 60 °C (näiteks saunas kasutamiseks jne).
- Defektide korral võtke ühendust oma edasimüüjaga, kellelt selle toote ostsite.

Tehnilised andmed

Toode	TSE 150 ilma käetoeta	TSE 150 käetoega	TSE 120 PLUS käetoega
Artikli number	5200500	5201000	520150000
HMV	33.40.01.1013	33.40.01.3023	33.40.01.3037
Üldlaius	46 cm	56 cm	56 cm
Üldpikkus	48,5 cm		48,5 cm
Üldkõrgus	22,5 cm	41 cm	41 cm
Kõrguse reguleerimine	6,5 / 10 / 13,5 cm	6,5 / 10 / 13,5 cm	6,5 / 10 / 13,5 cm
Käetugede vaheline laius	-	48 cm	48 cm
Avamispikkus	25 cm		25 cm
Avamislaius	23 cm		23 cm
Kaal	3,7 kg	5,7 kg	5,7 kg
Max koormus	150 kg		150 kg
Materjal	Plast (PP)		Plast (PP)

Ihr Fachhändler:



Irrtum und Änderungen vorbehalten
Stand: 13.03.2023
Version: MDR-2.1

Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny / Allgäu • Germany
T +49 7562 9724 0
www.drivemedical.de • info@drivemedical.de