

Kid-Man® **APŽIŪROS PIRŠTINĖS**

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS





Pagrindinės NITRILIO PIRŠTINIŲ savybės

- Plonos nitrilo pirštinės be miltelių, su riešo dalį sutvirtinančiais krašteliais
- Geros virusinio barjero savybės, apsaugo nuo įvairių cheminių medžiagų
- Puikus lytėjimo jautrumas, mikrotekstūros pirštų galiukai padeda geriau sukibti su drėgnais ir sausais paviršiais
- Itin atsparios plyšimui
- Puikiai priglunda, lengva užsimauti ir nusimauti
- Sudėtyje nėra latekso, miltelių ir baltymų, gera alternatyva tiems, kurie kenčia nuo I tipo alergijos
- Pirštinės tinkamos naudoti esant sąlyčiui su maistu.

NIGL100RO (XS-XL)



NIGL100BL (XS-XL)



NIGL100 (XS-XL)

NIGL100BK (XS-XXL)

MEDICAL	2017/745	CLASS I	EN 455	AQL 1.5
PPE	2016/425	CATEGORY III	EN 374	AQL 1.5



NIGL100AF (XS-XL)

Be akseleratorių alergiškai odai

- Be sieros, be cheminio greitintuvo, be latekso ir be miltelių ;
- Draugiškos odai – sumažina alergijos riziką;
- Sutvirtintas kraštelis palengvina užmovimą ir apsaugo nuo nuslydimo;
- Patogiai priglunda ir patikimai apsaugo rankas.

Naudojimo sritys

- Chemijos pramonė
- Darbai dirbtuvėse
- Dažymo, lakavimo ir poliravimo darbai
- Elektronikos ir kompiuterijos pramonė
- Laboratorijos ir mokslinių tyrimų sritys
- Valymas ir priežiūra
- Gaminių apsauga ir poligrafijos pramonė.



NIGL50GRIP (M-XXL)

Deimantinė tekstūra optimaliam sukibimui

- Itin atsparios plyšimui
- Gamybės procese nenaudojamas silikonas

Naudojimo sritys

- Sunkieji darbai, transporto priemonių remontas
- Chemijos pramonė
- Darbai dirbtuvėse
- Dažymo, lakavimo ir poliravimo darbai
- Elektronikos ir kompiuterijos pramonė
- Laboratorijos ir mokslinių tyrimų sritys
- Valymas ir priežiūra
- Gaminių apsauga ir poligrafijos pramonė.



NIGL100290 (XS-XL)

290 mm ilgio daugiau komforto ir saugumo

- Be sieros, be cheminio greitintuvo, be latekso ir be miltelių ;
- Draugiškos odai – sumažina alergijos riziką;
- Sutvirtintas kraštelis palengvina užmovimą ir apsaugo nuo nuslydimo;
- Patogiai priglunda ir patikimai apsaugo rankas.

Naudojimo sritys

- Chemijos pramonė
- Darbai dirbtuvėse
- Dažymo, lakavimo ir poliravimo darbai
- Elektronikos ir kompiuterijos pramonė
- Laboratorijos ir mokslinių tyrimų sritys
- Valymas ir priežiūra
- Gaminių apsauga ir poligrafijos pramonė.



NIGL100BDG (XS-XL)

Ekologiškas pasirinkimas biologiškai skaidžios

- Biologiškai skaidžios pirštinės
- Biologiškai susiskaido per 270 dienų
- Panaudotos naujoviškos biologiškai skaidžios technologijos.

Naudojimo sritys

- Chemijos pramonė
- Darbai dirbtuvėse
- Dažymo, lakavimo ir poliravimo darbai
- Elektronikos ir kompiuterijos pramonė
- Laboratorijos ir mokslinių tyrimų sritys
- Valymas ir priežiūra
- Gaminių apsauga ir poligrafijos pramonė.

Pagrindinės VINILINIŲ IR LATEKSIŲ pirštinių



LTGL100 (XS-XL)

Lateksinės pirštinės

- Lateksinės pirštinės gaminamos iš natūralaus, daugeliui rūgščių ir šarmų atsparaus natūralaus kaučiuko (NR) latekso
- Lateksinės pirštinės yra labai patogios, nes jos puikiai priglunda ir sukuria malonų pojūtį
- Natūralaus latekso trūkumas yra tai, kad jo natūralūs baltymai gali sukelti arba paskatinti alergiją.
- Baltymai neviršija 50 µg/g.



VIGL100 (S-XL)

Vinilinės pirštinės

- Plonos pirštinės be miltelių, dvipusės, su riešo dalį sutvirtinančiais krašteliais
- Geros virusinio barjero savybės, apsaugo nuo įvairių cheminių medžiagų
- Lengva užsimauti ir nusimauti
- Sudėtyje nėra latekso, miltelių ir baltymų, gera alternatyva tiems, kurie kenčia nuo I tipo alergijos
- Pirštinės galima naudoti visais sąlyčio su maistu atvejais.

TECHNINĖ INFORMACIJA apie Kid-Man® pirštines

Dydis

Kokio dydžio pirštines galima įsigyti?



Spalva

Kokios spalvos pirštines galima įsigyti?



Kokios medžiagos pirštines turėčiau rinktis?

Asmenys gali skirtingai jausti nitrilo, vinilo ir latekso medžiagų savybes.

Toliau pateikiame bendro pobūdžio apžvalgą ir apibendrintas pagrindines medžiagų savybes, kad jums būtų lengviau išsirinkti tinkamo tipo pirštines.

Kurios pirštinės Jums geriausiai tinkamos?

♥ Geriausias pasirinkimas

✓ Rekomenduojama

✗ Nerekomenduojama

Medžiaga	NITRILAS								VINILAS	LATEKSAS
REF / Product name	NIGL100 NIGL100BL NIGL100RO	NIGL100BK	NIGL100290	NIGL100AF	NIGL100BDG	NIGL100OAT	NIGL100EKO	NIGL50GRIP	VIGL100	LTGL100
Patogumas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	♥
Elsatingumas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Sukibimas / jautrumas lietimui	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	♥	✗	✓
Atsparus plyšimui	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pailgėjimas	600 %	600 %	600 %	600 %	600 %	600 %	600 %	600 %	300 %	800 %
Atsparumas dūriams	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	♥	✓	✓
Atsparumas cheminėms medžiagoms	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Be latekso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Be gamybą greitinančių medžiagų	✗	✗	✗	♥	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Plastifikatoriai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Patvarios / storesnės	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	♥	✓	✗
Ekologiškos	✗	✗	✗	✗	♥	✗	✗	✗	✗	✗
Dydis	XS-XL	XS-XXL	XS-XL	XS-XL	XS-XL	XS-XL	XS-XXL	M-XXL	S-XL	XS-XL
Spalva	Violetinė	Juoda	Mėlyna	Mėlyna	T. Mėlyna	Mėlyna	Mėlyna	Juoda	Skaidri	Balta

Pirštinių transportavimo logistika

Pardavimo vienetas: transportavimo dėžutė



REF / Gaminio pavadinimas	PIRŠTINIŲ PAKUOTĖJE (VNT.)	(VNT.) PAKUOČIŲ TRANSPORTAVIMO DĖŽUTĖJE	PAKUOČIŲ PALETĖJE (VNT.)
NIGL100, NIGL100BK, NIGL100BL, NIGL100RO	100 (XXL size 90 pcs.)	10	1080
NIGL100AF, VIGL, LTGL	100	10	800
NIGL100290	100	10	630
NIGL100BDG	100	10	840
NIGL50GRIP	50	10	800

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Nesterilios vienkartinės nitrilo pirštinės be pudros, pirštinės kraštelis susuktas
- Apsauga nuo virusų ir įvairių cheminių medžiagų
- Puikus jautrumas liečiant, patobulintas sukibimas su šlapia ir sausa danga su mikrotekstūriniais pirštų galiukais
- Puikiai priglunda, lengva užsidėti ir nusiimti, nes pirštinės vidinis paviršius padengtas chloru
- Be latekso, miltelių ir baltymų, gera alternatyva kenčiantiems nuo I tipo alergijų
- Pirštinės tinka sąlyčiui su maistu



Spalva:

Violetinė

Naudojimo rekomendacijos:



Kasdienėms
procedūroms



Valymui



Maistui

MEDICININĖS	2017/745	I KLASĖ	EN 455	AQL 1.5
APP	2016/425	III KATEGORIJA	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	ILGIS	STORIS			
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS	
XS	NIGLXS100	75 ± 5 mm	≥240 mm	Min 0.08 mm	Min 0.07 mm	Min 0.10 mm	
S	NIGLS100	85 ± 5 mm					
M	NIGLM100	95 ± 5 mm					
L	NIGLL100	110 ± 5 mm					
XL	NIGLXL100	120 ± 5 mm					
MEDŽIAGA	IŠORĖ	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš AKSELER-	After ageing			
Nitrilas	Tekstūruoti pirštų galiukai	Be pudros	≥6N		5 metai	Taip	Ne

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777

- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija
- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka.
*Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.



EN ISO 374-5:2016
Apsauga nuo virusų

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
XS	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 632806	 4 779031 632738
S	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 631984	 4 779031 632721
M	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 631960	 4 779031 632752
L	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 631977	 4 779031 632776
XL	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 631953	 4 779031 632745



50 VNT. PAKUOTĖJE



**10 PAKUOČIŲ
TRANSPORTINĖJE
PAKUOTĖJE**



**1080 DĖŽĖS
VIEJOJE PALETĖJE**

Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®

A.Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman g. Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Nesterilios vienkartinės nitrilo pirštinės be pudros, pirštinės kraštelis susuktas
- Apsauga nuo virusų ir įvairių cheminių medžiagų
- Puikus jautrumas liečiant, patobulintas sukibimas su šlapia ir sausa danga su mikrotekstūriniais pirštų galiukais
- Puikiai priglunda, lengva užsidėti ir nusiimti, nes pirštinės vidinis paviršius padengtas chloru
- Be latekso, miltelių ir baltymų, gera alternatyva kenčiantiems nuo I tipo alergijų
- Pirštinės tinka sąlyčiui su maistu



Spalva:
Juoda

Naudojimo rekomendacijos:



Kasdienės
procedūros



Valymui



Maistui

MEDICININĖS	2017/745	CLASS I	EN 455	AQL 1.5
PPE	2016/425	CATEGORY III	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	ILGIS	STORIS		
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS
XS	NIGLXS100BK	75 ± 5 mm	≥240 mm	Min 0.08 mm	Min 0.07 mm	Min 0.10 mm
S	NIGLS100BK	85 ± 5 mm				
M	NIGLM100BK	95 ± 5 mm				
L	NIGLL100BK	110 ± 5 mm				
XL	NIGLXL100BK	120 ± 5 mm				
XXL	NIGLXXL100BK	130 ± 5 mm				

MEDŽIAGA	IŠORĖ	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš AKSELER-	After ageing			
Nitrilas	Tekstūruoti pirštų galiukai	Be pudros		≥6N	5 metai	Taip	Ne

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777



- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija
- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka.
*Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
XS	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 632820	 4 779031 632875
S	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 632813	 4 779031 632868
M	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 632837	 4 779031 632882
L	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 632844	 4 779031 632899
XL	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 632851	 4 779031 632905
XXL	90 vnt.	900 vnt.	 4 779031 633254	 4 779031 633261



50 VNT. PAKUOTĖJE



10 PAKUOČIŲ
TRANSPORTINĖJE
PAKUOTĖJE



1080 DĖŽĖS
VIENOJE PALETĖJE

Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®

A.Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman g. Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Nesterilios vienkartinės nitrilo pirštinės be pudros, pirštinės kraštelis susuktas
- Apsauga nuo virusų ir įvairių cheminių medžiagų
- Puikus jautrumas liečiant, patobulintas sukibimas su šlapia ir sausa danga su mikrotekstūriniais pirštų galiukais
- Puikiai priglunda, lengva užsidėti ir nusiimti, nes pirštinės vidinis paviršius padengtas chloru
- Be latekso, miltelių ir baltymų, gera alternatyva kenčiantiems nuo I tipo alergijų
- Pirštinės tinka sąlyčiui su maistu



Spalva:
Mėlyna

Naudojimo rekomendacijos:



Kasdienėms
procedūroms



Valymui



Maistui

MEDICININĖS	2017/745	CLASS I	EN 455	AQL 1.5
PPE	2016/425	CATEGORY III	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	ILGIS	STORIS			
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS	
XS	NIGLXS100BL	75 ± 5 mm	≥240 mm	Min 0.08 mm	Min 0.07 mm	Min 0.10 mm	
S	NIGLS100BL	85 ± 5 mm					
M	NIGLM100BL	95 ± 5 mm					
L	NIGLL100BL	110 ± 5 mm					
XL	NIGLXL100BL	120 ± 5 mm					
MEDŽIAGA	IŠORĖ	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš AKSELER-	After ageing			
Nitrilas	Tekstūruoti pirštų galiukai	Be pudros	≥6N		5 metai	Taip	Ne

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777



- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija
- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka. *Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
XS	100 vnt.	1000 vnt.		
S	100 vnt.	1000 vnt.		
M	100 vnt.	1000 vnt.		
L	100 vnt.	1000 vnt.		
XL	100 vnt.	1000 vnt.		



50 VNT. PAKUOTĖJE



10 PAKUOČIŲ
TRANSPORTINĖJE
PAKUOTĖJE



1080 DĖŽĖS
VIENOJE PALETĖJE

Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®

A.Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman g. Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Nesterilios vienkartinės nitrilo pirštinės be pudros, pirštinės kraštelis susuktas
- Apsauga nuo virusų ir įvairių cheminių medžiagų
- Puikus jautrumas liečiant, patobulintas sukibimas su šlapia ir sausa danga su mikrotekstūriniais pirštų galiukais
- Puikiai priglunda, lengva užsidėti ir nusiimti, nes pirštinės vidinis paviršius padengtas chloru
- Be latekso, miltelių ir baltymų, gera alternatyva kenčiantiems nuo I tipo alergijų
- Pirštinės tinka sąlyčiui su maistu



Spalva:
Rožinė

Naudojimo rekomendacijos:



MEDICININĖS	2017/745	CLASS I	EN 455	AQL 1.5
PPE	2016/425	CATEGORY III	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	ILGIS	STORIS			
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS	
XS	NIGLXS100RO	75 ± 5 mm	≥240 mm	Min 0.08 mm	Min 0.07 mm	Min 0.10 mm	
S	NIGLS100RO	85 ± 5 mm					
M	NIGLM100RO	95 ± 5 mm					
L	NIGLL100RO	110 ± 5 mm					
XL	NIGLXL100RO	120 ± 5 mm					
MEDŽIAGA	IŠORĖ	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš AKSELER-	After ageing			
Nitrilas	Tekstūruoti pirštų galiukai	Be pudros	≥6N		5 metai	Taip	Ne

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777



- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija
- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka. *Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
XS	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 634510	 4 779031 634572
S	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 634527	 4 779031 634589
M	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 634534	 4 779031 634596
L	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 634541	 4 779031 634602
XL	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 634558	 4 779031 634619



50 VNT. PAKUOTĖJE



10 PAKUOČIŲ
TRANSPORTINĖJE
PAKUOTĖJE



1080 DĖŽĖS
VIENOJE PALETĖJE

Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®

A.Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman g. Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Be sieros, be cheminių akceleratorių, be latekso ir be miltelių
- Draugiškos odai, sumažina alergijų riziką
- Puikiai prilunda, lengva užsidėti ir nusiimti, nes pirštinės vidinis paviršius padengtas chloru
- Patikima ir komfortiška rankų apsauga



Spalva:
Mėlyna

Naudojimo rekomendacijos:



Kasdienėms
procedūroms



Valymui



Maistui

MEDICININĖS	2017/745	I KLASĖ	EN 455	AQL 1.5
AAP	2016/425	III KATEGORIJA	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	BENDRAS ILGIS	STORIS		
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS
XS	NIGLXS100AF	≤ 80 mm	≥240 mm	0,07 ± 0,03 mm	0,06 ± 0,03 mm	0,10 ± 0,03 mm
S	NIGLS100AF	80 ±10 mm				
M	NIGLM100AF	95 ±10 mm				
L	NIGLL100AF	110 ±10 mm				
XL	NIGLXL100AF	120 ±10 mm				

MEDŽIAGA	IŠORINĖ DALIS	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš sendinimą	Po sendinimo			
Nitrilas	Tekstūruoti pirštų galiukai	Chloruotas vidus	≥6N		5 metai	Taip	Taip

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777



- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija
- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka.
*Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
XS	100 vnt.	1000 vnt.		
S	100 vnt.	1000 vnt.		
M	100 vnt.	1000 vnt.		
L	100 vnt.	1000 vnt.		
XL	100 vnt.	1000 vnt.		

100 ARBA 50 VNT.
PAKUOTĖJE10 PAKUOČIŲ
TRANSPORTINĖJE
PAKUOTĖJE800 DĖŽĖS
VIENOJE PALETĖJE

Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®

A.Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

Vienkartinės ilgos manžetės nitrilinės pirštinės

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Pailginta manžetė suteikia papildomą apsaugą, apimdama rankovės galą.
- Puikus švelnumas ir patogus prigludimas
- Tekstūruoti pirštų galiukai patikimam ir tolygiam sukibimui
- Puikiai priglunda, lengva užsidėti ir nusiimti, nes pirštinės vidinis paviršius padengtas chloru
- Be latekso, be pudros ir be kvapo
- Atitinka sąlyčio su maistu reikalavimus



Spalva:

Mėlyna

Naudojimo rekomendacijos:



Kasdienės procedūroms



Valymui



Maistui

MEDICININĖS	2017/745	I KLASĖ	EN 455	AQL 1.5
AAP	2016/425	III KATEGORIJA	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	BENDRAS ILGIS	STORIS		
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS
XS	NIGLXS100290	70 ±10 mm	≥ 290 mm	0,09 ± 0,03 mm	0,08 ± 0,03 mm	0,14 ± 0,03 mm
S	NIGLS100290	80 ±10 mm				
M	NIGLM100290	95 ±10 mm				
L	NIGLL100290	110 ±10 mm				
XL	NIGLXL100290	120 ±10 mm				

MEDŽIAGA	IŠORINĖ DALIS	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš sendinimą	Po sendinimo			
Nitrilas	Tekstūruoti pirštų galiukai	Chloruotas vidus	≥6N		5 metai	Taip	Ne

Vienkartinės ilgos manžetės nitrilinės pirštinės

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777

- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija



EN ISO 374-5:2016
Apsauga nuo virusų

- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka.
*Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
XS	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633889	 4 779031 633872
S	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633902	 4 779031 633896
M	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633926	 4 779031 633919
L	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633933	 4 779031 633940
XL	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633957	 4 779031 633964



100 ARBA 50 VNT.
PAKUOTĖJE



10 PAKUOČIŲ
TRANSPORTINĖJE
PAKUOTĖJE



800 DĖŽĖS
VIENOJE PALETĖJE

Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®

A.Vivulskio str. 12D, 03221, Vilnius, Lithuania
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

Biologiškai skaidžios nitrilinės pirštinės Kið-Man

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Biologiškai skaidžios pirštinės
- Biologinis skaidymas per 270 dienų
- Sudėtyje yra inovatyvi biologiškai skaidymo technologija
- Be pudros



Spalva:
Mėlyna

Rūšis:
Biologiškai skaidžios

Naudojimo rekomendacijos:



Kasdienės
procedūros



Valymui



Maistui

MEDICININĖS	2017/745	CLASS I	EN 455	AQL 1.5
PPE	2016/425	CATEGORY III	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	BENDRAS ILGIS	STORIS		
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS
XS	NIGLXS100BDG	76 ± 4 mm	≥240 mm	0,07 ± 0,02 mm	0,06 ± 0,03 mm	0,10 ± 0,03 mm
S	NIGLS100BDG	86 ± 4 mm				
M	NIGLM100BDG	98 ± 4 mm				
L	NIGLL100BDG	107 ± 4 mm				
XL	NIGLXL100BDG	115 ± 4 mm				

MEDŽIAGA	IŠORINĖ DALIS	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš sendinimą	Po sendinimo			
Nitrilas	Tekstūruoti pirštų galiukai	Chloruotas vidus	≥6N		5 years	Yes	No

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777



- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija
- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka.
*Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA


PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
XS	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633476	 4 779031 633483
S	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633490	 4 779031 633506
M	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633513	 4 779031 633520
L	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633537	 4 779031 633544
XL	100 vnt.	1000 vnt.	 4 779031 633551	 4 779031 633568



100 arba 50 VNT. PAKUOTĖJE



10 PAKUOČIŲ
TRANSPORTINĖJE
PAKUOTĖJE



800 DĖŽĖS
VIEJOJE PALETĖJE

Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®

A.Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman g Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

KID-MAN GRIP pirštinės sukurtos profesionalams, dirbantiems sudėtingomis sąlygomis. Pagamintos iš lanksčios ir tvirtos nitrilo medžiagos, šios pirštinės yra dvigubai storesnės nei įprastos plonos nitrilinės pirštinės, todėl užtikrina geresnę apsaugą. Unikali deimanto formos 3D tekstūra garantuoja tvirtą sukibimą net dirbant su šlapiais ar riebaluotais paviršiais.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Tvirtas sukibimas** – deimanto tekstūra suteikia stabilumo riebioje ir drėgnoje aplinkoje
- **Patogus dėvėjimas** – vidinė tekstūra mažina rankų prakaitavimą
- **Aukšta apsauga** – apsaugo nuo tam tikrų cheminių medžiagų, bakterijų, virusų ir grybelių
- **Ilgamžiškumas** – mažiau plyšimų nei su įprastomis nitrilinėmis pirštinėmis
- **Tinka sąlyčiui su maistu** – patvirtinta naudoti maisto pramonėje

Naudojimo rekomendacijos:



Spalva:

Juoda

MEDICININĖS	2017/745	I KLASĖ	EN 455	AQL 1.5
AAP	2016/425	III KATEGORIJA	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	BENDRAS ILGIS	STORIS		
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS
M	NIGLM50GRIP	95 ±10 mm	≥240 mm	0,17 ± 0,03 mm	0,09 ± 0,03 mm	0,21 ± 0,03 mm
L	NIGLL50GRIP	110 ±10 mm				
XL	NIGLXL50GRIP	120 ±10 mm				
XXL	NIGLXXL50GRIP	130 ±10 mm				

MEDŽIAGA	IŠORINĖ DALIS	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš sendinimą	Po sendinimo			
Nitrilas	Deimanto formos tekstūra	Chloruotas vidus	≥6N		5 metai	Taip	Ne

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777



- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija
- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka. *Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
M	50 vnt.	500 vnt.	 4 779031 633971	 4 779031 633988
L	50 vnt.	500 vnt.	 4 779031 634008	 4 779031 633995
XL	50 vnt.	500 vnt.	 4 779031 634015	 4 779031 634022
XXL	50 vnt.	500 vnt.	 4 779031 634046	 4 779031 634039



50 VNT. PAKUOTĖJE

10 PAKUOČIŲ
TRANSPORTINĖJE
PAKUOTĖJE800 DĖŽĖS
VIEJOJE PALETĖJE

Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®

A.Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
 Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
 Strada Theodor Aman Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Lateksinės pirštinės pagamintos iš natūralios gumos (NR) latekso, kuris pasižymi geru atsparumu daugeliui rūgščių ir šarmų
- Geriausiai priglunda ir suteikia puikų jutimą – latekso pirštinės yra labai patogios dėvėti
- Natūralaus latekso trūkumas – jame esantys baltymai gali sukelti arba paskatinti alergiją lateksui
- Baltymų kiekis neviršija 50 µg/g



Spalva:
Balta

Naudojimo rekomendacijos:



Kasdienėms
procedūroms



Valymui



Maistui

MEDICININĖS	2017/745	I KLASĖ	EN 455	AQL 1.5
AAP	2016/425	III KATEGORIJA	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	BENDRAS ILGIS	STORIS		
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS
XS	LTGLXS100	74 ± 4 mm	≥240 mm	0,10 ± 0,02 mm	0,08 ± 0,03 mm	0,12 ± 0,03 mm
S	LTGLS100	84 ± 4 mm				
M	LTGLM100	94 ± 4 mm				
L	LTGLL100	105 ± 4 mm				
XL	LTGLXL100	114 ± 4 mm				

MEDŽIAGA	IŠORINĖ DALIS	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš sendinimą	Po sendinimo			
Natūralios gumos lateksas	Tekstūruoti pirštų galiukai	Chloruotas vidus	≥6N		5 metai	No	No

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777



- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija
- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka.
*Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
XS	100 vnt.	1000 vnt.		
S	100 vnt.	1000 vnt.		
M	100 vnt.	1000 vnt.		
L	100 vnt.	1000 vnt.		
XL	100 vnt.	1000 vnt.		



Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®
A.Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Vienkartinės nesterilios vinilo pirštinės be pudros, pirštinės kraštai susuktas
- Apsauga nuo virusų ir įvairių cheminių medžiagų
- Lengva užsidėti ir nusiimti, nes pirštinės vidinis paviršius padengtas polimeru
- Be latekso, pudros ir baltymų, gera alternatyva kenčiantiems nuo I tipo alergijų
- Pirštinės tinka sąlyčiui su maistu



Spalva:
Permatomos

Naudojimo rekomendacijos:



Kasdienės procedūros



Valymui



Maistui

MEDICININĖS	2017/745	I KLASĖ	EN 455	AQL 1.5
AAP	2016/425	III KATEGORIJA	EN 374	AQL 1.5

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

DYDIS	REF	DELNO PLOTIS	BENDRAS ILGIS	STORIS		
				DELNAS	RIEŠAS	PIRŠTAS
S	VIGLS100	85 ± 5 mm	≥240 mm	Min 0.08 mm	Min 0.06 mm	Min 0.10 mm
M	VIGLM100	95 ± 5 mm				
L	VIGLL100	105 ± 5 mm				
XL	VIGLXL100	115 ± 5 mm				

MEDŽIAGA	IŠORINĖ DALIS	VIDAUS APDIRBIMAS	PLYŠTA NAUDOJANT JĖGĄ		GALIOJIMO LAIKAS	BE NATŪRALAUS LATEKSO	BE AKCELERATORIŲ
			Prieš sendinimą	Po sendinimo			
Polivinilchloridas (PVC)	Lygi	Be pudros		Min. 3.6N	5 metai	Taip	Ne

ŽENKLINIMAS

- Ant kiekvienos pakuotės nurodyta: produkto kodas, partijos numeris ir galiojimo data.
- Naudojami simboliai atitinka standartą EN ISO 15223: Simboliai, naudojami medicinos prietaisų ženklinimui ir informavimui.

CE 2777



EN ISO 374-5:2016
Apsauga nuo virusų

- Sertifikavimą ir nuolatinę atitikties priežiūrą vykdo:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Airija
- Atsparumas bakterijoms ir grybeliams – atitinka. Atsparumas virusams – atitinka.
*Skvarbos atsparumas įvertintas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik bandytam mėginiui.

PAKAVIMAS / LOGISTINĖ INFORMACIJA

PRIEINAMI DYDŽIAI	VNT. / DĖŽUTĖJE	VNT./TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ	PAKUOTĖ	TRANSPORTUOJAMA PAKUOTĖ
S	100 vnt.	1000 vnt.		
M	100 vnt.	1000 vnt.		
L	100 vnt.	1000 vnt.		
XL	100 vnt.	1000 vnt.		



100 ARBA 50 VNT.
PAKUOTĖJE



10 PAKUOČIŲ
TRANSPORTINĖJE
PAKUOTĖJE



800 DĖŽĖS
VIENOJE PALETĖJE

Pardavimo vienetas: Transportuojama pakuotė

Laikymo sąlygos:



UAB Kasko Group | Kid-Man®

A.Vivulskio g. 12D, 03221, Vilnius, Lietuva
www.kid-man.com | info@kid-man.com
Tel. +370 5 265 0000

Importuotojas / Platintojas RO: Kid-Man Aid SRL
Strada Theodor Aman Nr. 2-2A, Braila Tel.: +40 753 660066

Teisės aktai ir reikalavimai

Ką reiškia ant pirštinių dėžučių esantys simboliai?

	Gamintojas		Pagaminimo data		Temperatūros		Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis
	Siuntos / partijos numeris		Tinkamumo pabaigos data		Skirtos naudoti tik vieną kartą		Pakuočių perdirbimas
	Gaminio numeris		Laikykite sausoje vietoje		Nesterilios		Šia puse į viršų
	Medicinos priemonė		Laikykite atokiau nuo saulės spindulių		Galima naudoti sąlyčiui su maistu		Elkitės atsargiai
	Serijos numeris						

Susisiekiame!

📍 UAB Kasko Group | Kid-Man®
A.Vivulskio g. 12D
03221, Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 265 0000
order@kid-man.com

📍 Kid-Man AID S.R.L
Theodor Aman g nr.2-2A
810031 Braila, Romania
Telefon +40 753 660066
ro.order@kid-man.com



www.kid-man.com